

1533287 - Onderleggers - 60 x 60 cm - 6 x 25 st



Beschrijving

Absorberende onderleggers vervaardigd uit cellulose, non-woven materiaalkussen en gestempelde, vocht doorlatende polyethyleenfolie. Geschikt als incontinentieverband, onderlegger om het bed of matras te beschermen en brancards voor bedlegerige patiënten. Gesloten langs 4 zijden.

Specificaties

Merk	Maimed
Product afmetingen	L 60 cm
sku	1533287
Maat hoes	60 x 60 cm
Type verpakking	Doos
Wasbaar/Wegwerp	Wegwerp
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I