

## 1540139 - Onderzoekslamp 7WP - LED - op rollend statief - flexibele arm - 1 st



### Beschrijving

Mobiele onderzoekslamp LED op statief met 5 wielen. De onderzoekslamp van Promotal is efficiënt en betrouwbaar en vergemakkelijkt uw medisch onderzoek. De 7W lamp is zeer polyvalent, krachtig en comfortabel, deze lamp is uitgerust met leds van de nieuwste generatie - zonder warmte effect.

## Specificaties

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Merk</b>                       | Promotal                   |
| <b>Lichtveldgrootte</b>           | 10 cm                      |
| <b>Aantal LED's</b>               | 7                          |
| <b>Lengte van de arm</b>          | 65 cm                      |
| <b>Lichtintensiteit</b>           | 25000 lux                  |
| <b>Focusregeling</b>              | Nee                        |
| <b>Touchless bediening</b>        | Nee                        |
| <b>sku</b>                        | 1540139                    |
| <b>Categorie onderzoekslampen</b> | Onderzoekslamp             |
| <b>Model onderzoekslamp</b>       | Statief model              |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                       |
| <b>Europese Regelgeving</b>       | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |