

1600111 - Tabouret op 5 wielen - handmatig verstelbaar 47 x 67,5 cm



Beschrijving

De medische krukken van Promotal worden door iedereen geprezen en zijn van optimale kwaliteit. Bij het opstellen van de kruk is rekening gehouden met alle belangrijke aspecten van uw bedrijf : comfort, veiligheid, hygiëne.

Specificaties

Merk	Promotal
Wielen	Ja
Voetring	Nee
Rugsteun	Nee
Aantal wielen	5
Diameter zitvlak	37 cm
sku	1600111
Kleur	Blauw
Kleur onderstel	Aluminium kleur
Materiaal onderstel	Gepolijst aluminium
Type verpakking	Stuk
Type zitting	Vierkante zitting
Verstelbare hoogte met gasveer	47 x 67,5 cm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I