

1559303 - Texa® gaaskompressen - niet-steriel - 5 x 5 cm - 10 x 100 st



Beschrijving

Texa® gaaskompressen zijn hydrofiele gaaskompressen, geschikt als traditioneel wondverband met verschillende toepassingsmogelijkheden. Ze zijn zacht en soepel, sterk absorberend, luchtdoorlatend en trekvast. De kompressen zijn gemaakt van 100% katoen, bevatten 17 draden en zijn chirurgisch geplooid met een verzonken franje.

Specificaties

Merk	Texa
Steriel	Nee
sku	1559303
Aantal per verpakking	10 x 100 st
Lagen	8-laags
Maat	5 x 5 cm
Type verpakking	Karton
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I