

**1100342 - Bloedafnamestoel - hydraulisch hoogteverstelbaar - rugleuning en beensteun gecombineerd verstelbaar - 2 verstelbare armsteunen - papierrolhouder - 1 st**



## Beschrijving

**Promotal** bloedafnamestoel met rugleuning en verstelbaar beensteun bieden alle comfort voor zorgvragers en patiënten tijdens bloedafnames. De stoel past zich flexibel aan naargelang een gynaecologisch onderzoek, bloedafname en kan vlot in een gevraagde positie gezet worden. De mogelijkheid om de stoel om te vormen tot een onderzoeksbank, door het uitlijnen van het voetkussen, de zitting en de rugleuning, stelt u in staat een algemeen onderzoek uit te voeren of de patiënt te laten rusten. Deze hydraulische stoel biedt een 360° flexibiliteit, een papierrolhouder aan de voetzijde en 2 armleuningen. Het materiaal bestaat uit een bekleding van polyester epoxy dat 80 mm dik is en brandvertragend is.

## Specificaties

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                       | Promotal                     |
| <b>Product afmetingen</b>         | B 50 cm, L 160.8 cm          |
| <b>Hoogte</b>                     | 55-75 cm                     |
| <b>Wielen inbegrepen</b>          | Nee                          |
| <b>Hoogteverstelbaar</b>          | Ja                           |
| <b>Papierrolhouder inbegrepen</b> | Ja                           |
| <b>Normeringen</b>                | ISO 13485:2016               |
| <b>sku</b>                        | 1100342                      |
| <b>Aantal delen</b>               | 3-delig                      |
| <b>Hoogteverstelling</b>          | Hydraulisch                  |
| <b>Max. gewicht volwassene</b>    | 200 kg                       |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                         |
| <b>Europese Regelgeving</b>       | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |