

## 1574151 - Promotal - Kompact block n' roll onderzoekstafel - 1 st



### Beschrijving

Het Kompact **Block n' Roll-model** voegt **geïntegreerde wieltjes** toe zodat je de tafel makkelijk kunt rollen en positioneren in de praktijkruimte – wat handig is voor schoonmaken of herinrichten, maar **verplaatst de patiënt hier niet** mee tijdens het onderzoek.

Deze alles-in-één onderzoekstafel combineert zitten, liggen en gynaecologische functies op een compact oppervlak van **minder dan 1 m<sup>3</sup>**.

Of u nu een huisarts, specialist, verpleegkundige of gynaecoloog bent, met de Kompact bespaart u ruimte, verhoogt u uw efficiëntie en verbetert u het comfort voor al uw patiënten – ook zij met beperkte mobiliteit.

#### Gelijkheid in behandeling & toegankelijkheid

- Geïntegreerd uitschuifbaar opstapje (23 cm hoog) voor veilige instap
- Zithoogte slechts 61 cm – ideaal voor ouderen of minder mobiele patiënten
- Moeiteloze transitie van zit- naar ligpositie via verlengbare beensteun
- Maximaal draagvermogen: tot 250 kg
- Comfortabele zitting van 72 cm breed

#### Efficiëntie in elke consultatie

- Comfortabele zithouding voor 80% van de onderzoeken
- 4 ruime lades binnen handbereik voor optimaal werkcomfort
- 2 zijlades toegankelijk van beide kanten – plaats de tafel centraal in de ruimte
- 2 voorste lades + geïntegreerde uitschuifbare stijgbeugels
- Bekkenkanteling van 7° voor gynaecologische onderzoeken

### Hygiëne & onderhoudsgemak

- Lades uit één stuk ABS – naadloos en eenvoudig te reinigen
- Verwijderbare bekleding
- Alle oppervlakken zijn vlot toegankelijk voor reiniging
- Geïntegreerde papierrolhouder (tot 50 cm lang / 20 cm diameter)
- Uitneembare, steriliseerbare ABS-gynaecologielade

### Ergonomisch en ruimtebesparend

- Ultracompact ontwerp (minder dan 1 m<sup>3</sup>)
- Multifunctionele positionering: zittend, liggend, gynaecologisch
- Grote opbergcapaciteit zonder extra ruimteverlies
- Uitschuifbare beensteun op zithoogte
- Geïntegreerde wielen voor verplaatsing

## Specificaties

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Promotal                   |
| <b>sku</b>                  | 1574151                    |
| <b>Maandpromo categorie</b> | Infrastructuur             |
| <b>Promotie maand</b>       | juni                       |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                       |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |