

1602282 - Gyneas steriele voorbereiding set "implant" - 10 st



Beschrijving

De implantaatset kan zowel in de praktijk als in het ziekenhuis worden gebruikt.

Gyneas heeft een steriele inbrengset voor implantaten voor eenmalig gebruik ontwikkeld voor gebruik tijdens uw gynaecologische ingreep om subcutane implantaten met het volste vertrouwen en op een veilige manier in te brengen. De implantaat-inbrengset is steriel en voor eenmalig gebruik. De implantaatinbrengset kan zowel in de praktijk als in het ziekenhuis worden gebruikt.

Onderdelen van de set voor het inbrengen van het implantaat :

- Een geperforeerde kleefafdekking
- 2 ml spuit
- Een 16 x 0,5 cm injectienaald
- Een injectienaald van 25 x 0,8 cm
- Twee vlieskompressen van 7,5 x 7,5 cm
- Een zelfklevend verband 5 x 7,2 cm

Technische kenmerken van het product:

- Steriel
- Eenmalig gebruik
- Medisch hulpmiddel klasse IIa

Specificaties

Merk	Gyneas
SKU leverancier	01.382 (46312)
sku	1602282
Blister	nvt
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa