

1603394 - Dopplex® SD2 Vasculaire Doppler - zonder probe



Beschrijving

De **Dopplex SD2** is een geavanceerde handdoppler die **bi-directionele bloedstroominformatie** biedt voor de vaatchirurg, angioloog of andere vasculaire professionals. Het apparaat geeft niet alleen de snelheid en kwaliteit van de bloedstroom weer, maar toont ook **de richting van de flow** op een duidelijke en betrouwbare manier.

Met de SD2 kan niet alleen worden geluisterd of een vat een normale doorstroming heeft, maar kan tevens de richting van de bloedstroom worden vastgesteld. Dit wordt op het display zichtbaar gemaakt. Deze doppler is ideaal voor professionals die doppleronderzoek op de onderste ledematen willen uitvoeren.

De doppler wordt **zonder probe** geleverd, waardoor u de vrijheid heeft zelf het gewenste type te kiezen. Het toestel is compatibel met alle vasculaire probes van Huntleigh.

Voordelen

- Groot monochroom display met indicator voor de richting van de
- bloedstroom, om de voorwaartse en achterwaartse stroom gemakkelijk te identificeren
- Heldere probefrequentieidentificatie
- Hoor het verschil: helder audiogeluid
- Compatibel met alle hoogsensitieve vasculaire sondes
- Verhoogd gebruiksgemak dankzij de gecombineerde knop aan/uit/volume
- Veelzijdig door de verwisselbare probes
- Audio output via stereo hoofdtelefoon (optioneel)
- Geïntegreerde riem-/zakklep
- Geïntegreerde probehouder
- Langere batterijduur

De Dopplex SD2 wordt geleverd met:

- 2 x 20g zakjes ultrasound gel
- 2 x AA alkaline batterijen
- IFU

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1603394
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa