

1622022 - ECG elektroden - long term - liquid - adult - 50 mm - 30x50 st



Beschrijving

De ronde vorm van de ECG-elektroden zorgt voor een groter contactoppervlak met de huid waardoor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van het ECG-signaal verbetert en het comfort van de patiënt verhoogt.

Het polyethyleen schuim wordt gekenmerkt door zijn lichtheid, elasticiteit, duurzaamheid en zijn waterafstotende eigenschap. Het schuim is gecoat met een acrylaatlijm voor een goede hechting.

Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1622022
Normeringen	ISO 13485:2016-04
Radio opaque	Ja
Basismateriaal	Polyethyleenschuim
Doelgroep	Volwassenen
Maat	50 mm
Materiaal drukknop aansluiting	Inox
Shelflife	2 jaar
Toepassing	Long-term monitoring
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I