

1022550 - Mepilex border - 7,5 x 7,5 cm - 1 x 5 st



Beschrijving

Mepilex® Border is een veelzijdig vijflagig, all-in-one schuimverband met rand dat verkrijgbaar is in een groot aantal vormen en maten. Het verband is ontworpen voor een groot aantal wonden, zoals doorligwonden, been- en voetulcera en traumatische wonden. Bovendien is klinisch bewezen dat Mepilex® Border doorligwonden helpt voorkomen bij gebruik in combinatie met standaard preventiemaatregelen tegen doorligwonden.

Het ontwerp is voorzien van een Safetac® laag die de wondranden afdicht, zodat het exsudaat niet op de omringende huid kan lekken en het risico op maceratie wordt verminderd. De Safetac®-laag vermindert ook het beschadigen van de wonde of de omringende huid of het blootstellen van de patiënt aan extra pijn bij verbandwissels.

Mepilex® Border van **Mölnlycke** kan meer exsudaat verwerken dan andere vergelijkbare siliconenschuimverbanden vanwege de unieke materiaalsamenstelling. Eerst absorbeert het schuimkussen het exsudaat en voorkomt het dat het terugkeert naar de wonde, waardoor de huid rondom de wonde wordt beschermd. Vervolgens verdeelt de nonwoven distributielaag het exsudaat gelijkmatig over de gehele retentielaag. Aangezien het exsudaat een retentielaag met superabsorberend materiaal bereikt, wordt het effectief onder controle gehouden en opgeslagen, waardoor het risico op lekkage en maceratie wordt beperkt. De zeer goed ademende en toch douchebestendige rugfilm zorgt voor een langere draagtijd en beschermt de wond door bacteriën en virussen tegen te houden.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
sku	1022550
Steriel	Ja
Maat	7,5 x 7,5 cm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb