

1577294 - Onderzoekstafel iDuolys – elektrische in hoogte verstelbaar – met inklapbare hielsteunen – 1 st



Beschrijving

iDuolys is de nieuwe revolutie van Promotal. Ze hebben een gemengde tafel ontworpen met een strak en luchtig design, dat bijdraagt aan uw comfort en dat van uw patiënten. Deze tafel heeft de laagste opstappositie die op de markt beschikbaar is, een optimale gynaecologische positie, programmeerbare standen en snellere autonome bewegingen.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 73 cm, L 205 cm
Hoogte	53-99 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Hefvermogen	250 kg
sku	1577294
Aantal delen	2-delig
Armsteunen	Ja
Hoogteverstelling	Elektrisch
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I