

1208054 - Naaldvoerder Mayo-Hegar - TUC - 16 cm - 1 st



Beschrijving

Deze hoogwaardige Mayo-Hegar naaldvoerder is ontworpen voor precisie en duurzaamheid tijdens chirurgische ingrepen. Het instrument is voorzien van TUC (Tungsten Carbide) inzetstukken in de kaken, wat zorgt voor een aanzienlijk verbeterde prestatie en langere levensduur.

Tungsten Carbide is een uiterst harde legering van tungsten en koolstof. Dankzij deze versterking zijn de werkende delen van de naaldvoerder veel slijtvaster dan standaard instrumenten. Dit resulteert in een betere grip op de hechtingsnaald en -draad, zelfs bij intensief gebruik.

De naaldvoerder is eenvoudig herkenbaar aan de goudkleurige handgrepen, die duiden op de aanwezigheid van TUC-versterking. Deze technologie maakt het instrument bijzonder geschikt voor professionals die betrouwbaarheid en precisie vereisen.

Specificaties

Merk	Nopa
sku	1208054
Kwaliteit instrumenten	Chirurgisch
Maat	16 cm
Type naaldvoerder	Zuivere naaldvoerder
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Ir