

1009116 - Texa elastische fixatiewindels - vrac - 4 cm x 4 m - 1 x 20 st



Beschrijving

De Texa® fixatiewindels zijn witte niet-steriele elastische windels voor eenmalig gebruik geschikt voor de fixatie van verbanden op ledematen en gewrichten. Ze zijn vervaardigd uit 41% katoen en 59% polyamide en zijn rekbaar tot 120%. Beschikbaar in diverse afmetingen en verkrijgbaar in vrac (zonder cellofaan) of individueel verpakt in cellofaan. 20 windels per verpakking.

Specificaties

Merk	Texa
Steriel	Nee
Zelfklevend	Nee
sku	1009116
Aantal per verpakking	In vrac
Kleur	Wit
Maat	4 cm x 4 m
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I