

1539645 - Texa® gaaskompressen - steriel - 7,5 x 7,5 cm - 100 x 1 st



Beschrijving

Texa® gaaskompressen zijn hydrofiele steriele gaaskompressen, geschikt als traditioneel wondverband met verschillende toepassingsmogelijkheden. Ze zijn zacht en soepel, sterk absorberend, luchtdoorlatend en trekvast. De kompressen zijn gemaakt van 100% katoen, bevatten 17 draden en zijn chirurgisch geplooid met een verzonken franje.

Specificaties

Merk	Texa
Steriel	Ja
sku	1539645
Aantal per verpakking	100 x 1 st
Lagen	8-laags
Maat	7,5 x 7,5 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is