

1539168 - Onderzoekstafel Quest Cardio - wielhefsysteem - elektrisch hoogteverstelbaar - papierrolhouder - 1 st



Beschrijving

Quest Cardio onderzoekstafel in de hoogte verstelbaar van 54-94 cm met een lateraal uithoek voor cardiologisch onderzoek. Biedt een hoog comfort door de H-gevormde basis, trendelenburg en brandwerend materiaal. De rugleuning wordt ondersteunt met een gasveer, Block 'n Roll-functie.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 65 cm, L 200.4 cm
Hoogte	54-94 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Normeringen	ISO 13485
Hefvermogen	200 kg
sku	1539168
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I