

## 1002780 - Elastisch buisvormig netverband - maat 2 - 1,8 cm x 25 m - 1 st



### Beschrijving

**Bastos Viegas** elastisch buisvormig netverband dat de bewegingen beperkt en zo een hoog comfort biedt. Het netverband heeft eenvoudige sneden en kan worden aangebracht op verschillende delen van het lichaam, zelfs op moeilijk bereikbare delen. Met meer dan 300% elasticiteit in de lengte, de elasticiteit in de breedte is 10 keer de oorspronkelijke breedte. In gestrekte lengte is het verband 25 m, als het niet uitgerekt is 7 m in de lengte. Het materiaal is vervaardigd uit polyamide en polyurethaan.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Bastos Viegas
<b>Steriel</b>	Nee
<b>sku</b>	1002780
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	1,8 cm x 25 m
<b>Type verpakking</b>	Stuk
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I