

## 1542020 - Y-split kompressen - non-woven - 5 x 5 cm - verpakt per 2 st - 25 x 2 st



### Beschrijving

**MaiMed®- VKS** is een gebruiksklaar steriel Y-kompres dat goed verdragen wordt door de huid doordat het zeer zacht is en vervaardigd is uit non-woven materiaal. Hierdoor absorbeert het materiaal vocht heel goed en maakt het geschikt voor de verzorging van wonden zoals drainages, canules, dialyse en tracheotomieën en verlengingen na fracturen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Maimed
<b>sku</b>	1542020
<b>Lagen</b>	6-laags
<b>Maat</b>	5 x 5 cm
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is