

1573742 - IVS3



Beschrijving

Intensive Visual Simulation. De visuele illusie om mobiliteit van arm en hand te bevorderen, wordt veelal gebruikt na beroerte. Een apparaat voor “spiegeltherapie” revalidatie. Zie en bekijk om een beweging opnieuw te leren.

Het **Dessintey** IVS3-systeem vervangt het beeld van de verlamde arm door een positieve bewegingsafbeelding die is gemaakt van de gezonde arm. Door het herstellen van een samenhang tussen wat de patiënt wil doen, en wat hij waarneemt, verkrijgt de patiënt relearning en motorisch herstel.

Dit apparaat verbetert het ruimtelijk inzicht en de prestaties van het dagelijks leven door het herstellen van samenhang tussen het motorische en sensorische systeem, alsmede het lichaamsschema.

Voordelen

- Verrijdbaar systeem met betere patiëntinstallatie, visuele feedback
- Het overschrijden van de mogelijke middenlijn, grotere werkruimte
- Toegankelijk voor acute, hemiplegie patiënten met ernstige cognitieve stoornissen, terwijl hyperactiviteit van de gezonde kant wordt beperkt
- Mogelijkheid om alledaagse voorwerpen te gebruiken
- IVS3 zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve toename van de therapie
- Video opnames kunnen worden gemaakt van de bewegingen met vergelijking ‘voor versus na’
- Evaluaties en rapporten voor het evalueren van de voortgang en verhoogde motivatie van de patiënt
- Meer dan 400 oefeningen met vrije of begeleide bewegingsprogramma's

Specificaties

Merk	Dessintey
sku	1573742
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I