

1601090 - Schiller Fred PA-1 defibrillator - semi-automatisch - Meertalig



Beschrijving

De ideale defibrillator voor gebruik op openbare plaatsen. Zo ontwikkeld dat zelfs ongetrainde gebruikers levens kunnen redden. De PA-1 gidst de redder stap voor stap door het hele reanimatieproces.

Hij start op zodra het deksel wordt opgetild. Breng de vooraf aangesloten elektroden eenvoudig aan op de borst van de patiënt. Systematische voorbelasting maakt het mogelijk om schokken toe te dienen zodra deze maatregel noodzakelijk is. In de semi-automatische versie vraagt de **Schiller** FRED PA-1 de hulpverlener om de schok te activeren door op de schokknop te drukken.

De FRED PA-1 herkent onmiddellijk of elektroden voor kinderen of volwassenen worden gebruikt en past de defibrillatie-energie dienovereenkomstig aan. Een set kinderelektroden kan in een daarvoor bestemd compartiment aan de achterkant van het apparaat worden geplaatst.

- Activeert direct bij het openen van de beschermklep
- Batterijcapaciteit: >140 schokken of 3u monitoring, 6 jaar in "stand-by"
- Automatische begeleiding doorheen het ganse reddingsproces
- Stembegeleiding in één taal - drie talen in optie (multi-language pack PA-1)
- Toestel test zichzelf voortdurend: levensduur van de elektroden - toestand batterij - regulier onderhoud
- Gebruiker krijgt gesproken instructies en visuele hulp op het toestel zelf
- Het apparaat herkent het type van de aangesloten elektrode en regelt zichzelf (volwassene of kind)
- Ritme van de hartmassage is configureerbaar voor installatie
- Intern geheugen voor gegevensopslag en latere analyse

Specificaties

Merk	Schiller
Product afmetingen	B 10 cm, H 31 cm, L 25.5 cm
sku	1601090
Gewicht	2,5 kg
Type	Semi-automatisch
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb