


1601091 - Schiller Battery pack FRED PA-1 - Niet- oplaadbare Lithium batterij



Beschrijving

De 6-jarige batterij van Schiller is speciaal ontworpen voor de FRED PA-1 defibrillator. Hij heeft een stand-bytijd van 6 jaar en heeft voldoende vermogen voor meer dan 140 schokken of 6 uur continu gebruik. Li-MnO₂ met 2.800 mAh (15 V).

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1601091
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb