

1518861 - Set hypodermische implant verwijderaar - 1 x 10 st



Beschrijving

Een must-have in uw gynaecologiepraktijk. Met deze verzorgingsset kunt u met het volste vertrouwen een onderhuids anticonceptie-implantaat verwijderen.

Inhoud van de set:

- 1 zelfklevende hoes 50 x 60 cm
- 1 scalpel n°11
- 5 compressen 7,5 x 7,5 non-woven
- 1 strook met 3 hechtingen
- 1 verband
- 1 spuit 2 ml
- 1 injectienaald
- 1 gebogen Halstead tang (mug)

Specificaties

Merk	Gyneas
Steriel	Ja
sku	1518861
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa