

## 1518893 - Cusco speculum - XL - geel - diam. 35 mm - 1 x 50 st



### Beschrijving

Cusco **Gyneas** specula zijn de enige specula met langere kleppen voor een betere toegang tot de baarmoederhals. Met een afgeronde punt, minder belastend voor de patiënt. Met een kleinere openingshoek voor eenvoudigere verwijdering en minder trauma voor de patiënt. De speculum hebben een versterkte scharnier en bieden minder risico om toe te klappen en een beter blokkade van de schroef.

Het speculum heeft veel voordelen, zowel voor de gynaecoloog of verloskundige als voor de patiënt:

- Steriel en voor eenmalig gebruik
- Gesteriliseerd met ethyleenoxide
- Samenstelling polystyreen
- De individueel verpakte specula worden geleverd in een doos
- De maat die getoond wordt is de diameter van het speculum
- Vrij van latex
- Ergonomisch afgeronde hoek
- Langere valves geven een betere toegang

## Specificaties

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk</b>                   | Gyneas                      |
| <b>sku</b>                    | 1518893                     |
| <b>Aantal per verpakking</b>  | 1 x 50 st                   |
| <b>Kwaliteit instrumenten</b> | Wegwerp steriel             |
| <b>Maat</b>                   | 35 mm                       |
| <b>Type vaginale speculum</b> | Cusco                       |
| <b>Type verpakking</b>        | Doos                        |
| <b>Europese Regelgeving</b>   | MDD - 93/42/EEC - Klasse Is |