

## 1102139 - Absorberende kompressen - niet steriel - 15 x 25 cm - 1 x 25 st



### Beschrijving

**Bastos Viegas** niet-steriel absorberend kompres met hoog absorptievermogen voor matig tot ernstige bloedingen en chronische wonden met matige tot hoge exsudatie. Secundair verband voor sterk exsuderende wonden.

Het verband bestaat uit diverse materialen:

- Wondzijde laag: wit polypropyleen met zeer lage hechting.
- Buitenlaag: blauw SMS polypropyleen met hydrofobe eigenschappen.
- Binnenlaag samengesteld uit cellulosepulp
- Middelste lagen met spreideigenschappen samengesteld door tissuepapier

## Specificaties

<b>Merk</b>	Bastos Viegas
<b>Steriel</b>	Nee
<b>sku</b>	1102139
<b>Aantal per verpakking</b>	1 x 25 st
<b>Lagen</b>	4-laags
<b>Maat</b>	15 x 25 cm
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I