

1601243 - Schiller Fred Easyport Plus Manual - Semi-automatic - Nederlandstalig



Beschrijving

Met de Fred® Easyport® Plus hebt u altijd en overal een AED bij de hand. De meeneem-defibrillator is extreem gemakkelijk in gebruik dankzij de 1-2-3 workflow en de duidelijke aanwijzingen op het kleurenscherm. Dankzij het lichte gewicht van 780 gram, de beperkte afmetingen en de uitgebreide functionaliteiten is deze AED een uitstekende eerste keuze voor zowel zorgverleners als iedereen die een mobiel gebruik wenselijk acht. De meeneem-defibrillator is beschikbaar in drie versies om aan alle gebruikersniveaus te voldoen. De AED Manual is de semi-automatische (handmatige) versie met rode cover. De redder kan een schok toedienen wanneer hij dat zelf beslist.

- Kleinste AED ter wereld
- Ultra compact
- Zeer licht
- Eenvoudige bediening 3 stappen: Start - Analyse – Schok 200 J
- Auditieve en visuele begeleiding ECG weergave (standaard) Zelfde pads voor adult en kinderen

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1601243
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb