

1539533 - Zeletten op rol - 4 x 5 cm - 2 x 500 st



Beschrijving

Gebruiksklare witte swabs vervaardigd uit cellulose, 12-laags. Maicell van **Maimed** cellulosewabs worden gebruikt als kosteneffectieve, medische hulp bij poliklinische patiënten. Kan ook toegepast worden in een breed spectrum voor de huid te reinigen voor injecties of als absorberende pads voor lichte verwondingen. De swabs worden gebruikt voor uitwendige wondbehandeling en absorptie van wondafscheiding, bij patiënten. De swabs zijn steriliseerbaar tot 121°.

Specificaties

Merk	Maimed
SKU leverancier	00272100
Steriel	Nee
Geperforeerd	Nee
Normeringen	EN-19310; 15223-1:2022
Latex vrij	Ja
sku	1539533
Maat	4 x 5 cm
Type verpakking	Zak
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I