

## 1539651 - Texa® gaaskompressen - steriel - 10 x 10 cm - 40 x 3 st



### Beschrijving

**Texa®** gaaskompressen zijn hydrofiele steriele gaaskompressen, geschikt als traditioneel wondverband met verschillende toepassingsmogelijkheden. Ze zijn zacht en soepel, sterk absorberend, luchtdoorlatend en trekvast. De kompressen zijn gemaakt van 100% katoen, bevatten 17 draden en zijn chirurgisch geplooid met een verzonken franje.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1539651
<b>Aantal per verpakking</b>	40 x 3 st
<b>Lagen</b>	8-laags
<b>Maat</b>	10 x 10 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is