


1560000 - LY-4500 Yankauer mini supertip - 1 x 50 st



Beschrijving

Deze Link Yankauers zijn rechte, transparante afzuigtoestellen voor gebruik met een afzuigslang. Voor algemene en fijne afzuiging en afzuiging van grote volumes. Steriel dubbel verpakt in individuele peelpacks.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 25.5 cm
Steriel	Ja
sku	1560000
Diameter sonde	Ch 12
Model	LY-4500
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa