

## 1627448 - QualiBelly Advanced Pediatric - abdominale support - hoogte 10 cm - peuter



### Beschrijving

#### Zachte buikondersteuning voor kinderen na een buikoperatie

QualiBelly Advanced Pediatric ondersteunt de buik van je kind op een zachte, verstelbare manier. De band helpt je kind zich veiliger en comfortabeler te voelen tijdens bewegen, ademen en herstellen.

**Waarom ouders hiervoor kiezen:** Licht en ademend materiaal. Verstelbare compressie per band. Gemakkelijke toegang voor wondzorg. Geschikt bij drains of stoma's. Verkrijgbaar als 2- of 3-bands uitvoering, afhankelijk van de lichaamslengte.

Kinderen hebben na een chirurgische ingreep niet alleen behoefte aan effectieve wondbescherming, maar ook aan een oplossing die hen helpt om comfortabeler te bewegen, te ademen en hun dagelijkse activiteiten sneller te hervatten. Dankzij de individueel regelbare compressie ondersteunt de QualiBelly Advanced Pediatric de buikwand op een zachte maar doeltreffende manier, waardoor pijn, zwelling en ongemak kunnen worden verminderd.

De unieke opbouw met **afzonderlijk verstelbare banden** maakt het mogelijk om de compressie nauwkeurig aan te passen aan de anatomie van het kind, de locatie van de incisie en de specifieke herstelbehoeften. Dit bevordert mobiliteit, vergemakkelijkt wondverzorging en helpt gunstige omstandigheden rond het operatiegebied te behouden.

De ultralichte, ademende en latexvrije buikband biedt rugondersteuning en helpt een correcte houding te behouden tijdens het herstel. Dankzij de individueel regelbare compressie ondersteunt QualiBelly Advanced Pediatric jonge patiënten op een veilige, comfortabele en actieve manier tijdens hun postoperatieve herstelperiode.

#### Kenmerken:

- Ultralicht, latexvrij, ademend materiaal
- Helpt gunstige omstandigheden in het operatiegebied te behouden
- Maakt eenvoudige toegang voor wondverzorging mogelijk
- Individueel regelbare compressie per band
- Geeft zachte druk op pijnlijke buikspieren

- Vermindert ongemak, kneuzingen en zwelling
- Verstelbare sluiting aan de voorkant
- Rugondersteuning en verbeterde houding
- Bevordert comfortabel ademen en bewegen
- Geschikt voor gebruik met stomazakjes
- Laat drainageslangen vrij tussen de banden doorlopen zonder belemmering

## Specificaties

<b>Merk</b>	Qualiteam
	ea8ada86c8d451afba9b83b73f39b81e
<b>sku</b>	1627448
<b>Hoogte steunverband</b>	10 cm
<b>Omtrek</b>	35 - 50 cm
<b>Type verpakking</b>	Stuk