

1540305 - Schiller FRED easy Life - semi automatisch - Frans



Beschrijving

De automatische externe defibrillator waarmee iedereen levens kan redden. Het biedt gedetailleerde, eenvoudige en duidelijke visuele en audio-instructies om de hulpverlener veilig door het reanimatieproces te leiden. Een metronoom geeft het juiste ritme aan voor het uitvoeren van effectieve borstcompressies.

Met de semi automatische AED bevestigt u de elektroden op de patiënt, schakel het apparaat in en volg de instructies, druk op de schoktoedieningsknop wanneer het apparaat dit aanbeveelt.

Begeleid van begin tot eind

- De beelden die rond het scherm zijn gerangschikt, herinneren aan de stadia van reanimatie.
- Gesproken en schriftelijke instructies leiden u door alle omgevingsomstandigheden (lawaaï, duisternis).
- Een metronoom vertelt u het juiste ritme voor het uitvoeren van effectieve borstcompressies.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1540305
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb