


## 1539434 - MaiMed-porefix - 15 x 8 cm - 1 x 25 st



### Beschrijving

**MaiMed®** - porefix is een non-woven verband met hypoallergene polyacrylaatlijm, geschikt voor de gevoelige huid. Het zachte verband is flexibel, latexvrij en luchtdoorlatend. Dankzij de elasticiteit past het zich aan aan de vorm van het lichaam. Het verband absorbeert goed en hecht zich niet aan de wond.

Voor uitwendige afdekking van verwondingen en post-operatieve wonden. Het kan makkelijk en pijnloos verwijderd worden na gebruik.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Maimed
<b>Kompres</b>	Ja
<b>Geperforeerd</b>	Nee
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>sku</b>	1539434
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	8 x 15 cm
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is