

1102746 - Niet inklevende kompressen - steriel - 10 x 20 cm - 1 x 150 st



Beschrijving

Bastos Viegas steriel niet-inklevend kompres vervaardigd uit een absorberende fleec met een waterafstotende non-woven buitenlaag. Het kompres blijft nooit in de wonde blijft kleven tijdens verbandwissels, zo wordt weefselschade vermeden. Niet geschikt voor de behandeling van wonden die veel vocht afgeven, wel voor kleine verwondingen (snij -en schaafwonden) en kleine gedeeltelijke brandwonden. Alsook voor post-chirurgische wonden.

Specificaties

Merk	Bastos Viegas
Steriel	Ja
sku	1102746
Aantal per verpakking	1 x 150 st
Lagen	3-laags
Maat	10 x 20 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is