


1533160 - Texa® verbandset 8 - steriel - 1 x 50 st



Beschrijving

Texa verbandset 8 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x pincet groen 12,5 cm vervaardigd uit kunststof
- 1 x steriel veld 2-laags, 38 x 46 cm vervaardigd uit polythetyleen 17g/m² + vloeipapier 23g/m²
- 1 x gaaskompres 17-draads, 8-laags, 7,5 x 7,5 cm uit 100% katoen
- 4 x gaasdeppers 30 mm diameter uit 100% absorberend katoen

Specificaties

Merk	Texa
Inhoud steriele sets	Gaasdepper 20 mm: 4st, Gaaskompres 7,5 x 7,5 cm: 1st, pincet: 1st, steriel veld 38 x 46 cm: 1st
sku	1533160
Blister	3-delig
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa