

## 1509496 - Elastische fixatiewindels - steriel - 5 cm x 4 m - 1 x 40 st



### Beschrijving

#### Lichtgewicht Elastische Fixatiezwachtels

De fixatiezwachtels van Bastos Viegas zijn ontworpen voor een betrouwbare en comfortabele bevestiging van verbanden. Dankzij de combinatie van **viscose en polyamide** bieden ze een optimale balans tussen flexibiliteit en stevigheid.

- ? **Lucht doorlatend** – bevordert een gezonde wondgenezing.
- ? **Elastisch en lichtgewicht** – voor een comfortabele pasvorm en gemakkelijke toepassing.
- ? **Sterke structuur** – 17 draden per cm<sup>2</sup> bij uitrekking.
- ? **Praktische lengte** – 4 meter in uitgerekte toestand.
- ? **Hygiënisch verpakt** – individueel in cellofaan, met schapdoos en transportkarton.

Deze zwachtels zijn ideaal voor medische professionals en particulieren die op zoek zijn naar een betrouwbare en gebruiksvriendelijke fixatieoplossing.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Bastos Viegas
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Zelfklevend</b>	Nee
<b>sku</b>	1509496
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	5 cm x 4 m
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is