

1623520 - Mefix® kleefpleister op rol - 5 cm x 2,5 m - 1 st



Beschrijving

De Mefix non-woven fixatiepleister is een zelfklevende, niet-steriele pleister die gebruikt wordt in verschillende situaties waar fixatie vereist is zoals de fixatie van verbanden, katheters en tubes. De fixatiepleister is ademend maar ook waterbestendig en biedt bescherming tegen contaminatie van buitenaf.

De poreuze structuur van het non-woven materiaal waarborgt de doorlaatbaarheid van lucht en waterdamp. De pleister past zich aan aan de lichaamscontouren en zorgt ervoor dat de gebruiker zich soepel kan bewegen. Het materiaal is eveneens niet-absorberend en vormt een barrière tegen doorsijpeld bloed en wondvocht. De polyacrylaat kleeflaag op waterbasis biedt een veilige fixatie en is tevens niet-agressief voor de huid.

Het beschermpapier is voorzien van maataanduidingen met telkens een interval van 10 cm zodat de pleister gemakkelijk in de gewenste afmeting geknipt kan worden. Dankzij de insnijding is het beschermpapier eenvoudig te verwijderen en aan te brengen.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
Kompres	Nee
Geperforeerd	Nee
sku	1623520
Steriel	Nee
Kleur	Wit
Maat	5 cm x 2,5 m
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I