


1518950 - Bengolea tang recht - 24 cm - 1 st



Beschrijving

De Bengolea medische tang van **Gyneas** is een hemostatische tang die meestal wordt gebruikt om bloedvaten af te klemmen. Zijn gekartelde kaken maken het mogelijk efficiënt te grijpen en vast te houden.

Specificaties

Merk	Gyneas
Product afmetingen	L 24 cm
Steriel	Nee
sku	1518950
Kwaliteit instrumenten	Herbruikbaar
Type verpakking	Stuk
Vorm instrumenten	Recht
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa