

1516933 - Bloedafnamestoel Deneo.lab - wielen - vaste hoogte - roteerbaar - Sit&Go functie - 2 verstelbare armsteunen - 1 st



Beschrijving

Promotal Bloedafnamestoel Deneo.lab vaste hoogte met Sit&Go functie biedt een hoog comfort aan de gebruiker en de zorgverlener, dit is een ontvangstand op 50 cm hoogte van de grond. De stoel kan in 4 verschillende standen gebruikt worden, dat zich aanpast aan de zorgcontext en draait 360°. De stoel heeft een aangepaste hoek van de kniesteunen voor een gemakkelijkere toegang. De bekleding is gemaakt van een epoxycotage, is naadloos en brandvertragend, makkelijk te onderhouden. De handgrepen zijn gemaakt van polyurethaan en kunnen gedemonteerd worden indien gewenst.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 55.5 cm, L 145.5 cm
Hoogte	51,6 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Nee
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Normeringen	ISO 13485:2016
sku	1516933
Aantal delen	1-delig
Hoogteverstelling	nvt
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I