

## 1539171 - Onderzoekstafel Quest Cardio - elektrisch hoogteverstelbaar - trendelenburg verstelling - papierrolhouder - 1 st



### Beschrijving

Quest Cardio onderzoekstafel in de hoogte verstelbaar van 54-94 cm met een lateraal uithoek voor cardiologisch onderzoek. Biedt een hoog comfort door de H-gevormde basis, trendelenburg en brandwerend materiaal. De rugleuning wordt ondersteunt met een gasveer, Block 'n Roll-functie.

## Specificaties

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                       | Promotal                     |
| <b>Product afmetingen</b>         | B 65 cm, L 200.4 cm          |
| <b>Hoogte</b>                     | 54-94 cm                     |
| <b>Wielen inbegrepen</b>          | Nee                          |
| <b>Hoogteverstelbaar</b>          | Ja                           |
| <b>Papierrolhouder inbegrepen</b> | Ja                           |
| <b>Normeringen</b>                | ISO 13485                    |
| <b>Hefvermogen</b>                | 200 kg                       |
| <b>sku</b>                        | 1539171                      |
| <b>Aantal delen</b>               | 2-delig                      |
| <b>Hoogteverstelling</b>          | Elektrisch                   |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                         |
| <b>Europese Regelgeving</b>       | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |