

1603707 - Mepilex® Ag - 6 x 8,5 cm - 5 st



Beschrijving

Mepilex® Ag is een veelzijdig zacht en comfortabel antimicrobieel schuimverband voor licht tot matig exsuderende wonden en brandwonden.

Het schuimverband kleeft lichtjes aan de huid met **Mölnlycke Safetac®** de originele pijnvrije contactlaag met silicone adhesie.

De pad van polyurethaanschuim absorbeert wondvocht en vormt zich goed naar het lichaam en kan gebruikt worden tot 7 dagen.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
Steriel	Ja
sku	1603707
Maat	6 x 8,5 cm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse III