


1559981 - Infant Feeding Tube 10CH - 40 cm - 1 x 100 st



Beschrijving

Infant Feeding Tube wordt gebruikt om voeding te geven aan pasgeborenen en zuigelingen. Een voedingssonde is een klein, zacht plastic buisje dat via de neus of mond in de maag wordt geplaatst. Deze buisjes worden gebruikt om voeding en medicijnen in de maag te brengen totdat de baby zelf kan eten.

- Gesloten distaal uiteinde met twee laterale ogen om het risico op verstopping te verminderen.
- Het uiteinde is voorzien van een kleurgecodeerde luer voor eenvoudige aansluiting op een trechter of spuit.

Specificaties

Merk	Pennine
Steriel	Ja
sku	1559981
Diameter sonde	Ch 10
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa