


1560125 - Vrouwesonde PVC - wegwerp - oranje - CH16 - 23 cm - steriel - 1 x 100 st



Beschrijving

Steriele vrouwesonde in PVC voor intermitterende drainage van de blaas. De katheters hebben 2 ogen en een zachte afgeronde punt voor het inbrengen. Dit product bevat geen latex en wordt individueel verpakt.

Specificaties

Merk	Pennine
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Lengte sonde	23 cm
sku	1560125
Diameter sonde	Ch 16
Geslacht	Vrouwen
Kleur	Oranje
Type verpakking	Pak
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is