

1000871 - Zuigreguleringsventiel fingertip - 1 st



Beschrijving

Het ventiel bestaat uit twee mannelijke PVC-connectoren met een gat ertussen dat tijdens het gebruik door een vinger kan worden afgedekt om het vacuüm en de zuigkracht van een apparaat tijdens het gebruik te regelen. Het ventiel is individueel steriel verpakt.

Specificaties

Merk	Pennine
Steriel	Ja
sku	1000871
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is