

1622024 - ECG elektroden - holter - liquid - adult - 40x55 mm - 30x50 st



Beschrijving

Dankzij de unieke uitsparing in de ECG-electroden kan de electrode op een duurzame en patiëntvriendelijke manier worden aangesloten dit zorgt voor een stabielere en een nauwkeurige overdracht van het ECG signaal. Het polyethyleen schuim wordt gekenmerkt door zijn lichtheid, elasticiteit, duurzaamheid en zijn waterafstotende eigenschap. Het schuim is gecoat met een acrylaatlijm voor een goede hechting.

Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1622024
Normeringen	ISO 13485:2016-06
Radio opaque	Ja
Basismateriaal	Polyethyleenschuim
Doelgroep	Volwassenen
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Gelsoort	Vloeibare gel
Maat	55 x 40 mm
Materiaal drukknop aansluiting	Inox
Shelflife	2 jaar
Toepassing	Holter
Type EKG	Holter
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I