

**1610058 - PERMA-HAND™ silk hechtdraad 6/0 - 16 mm - 45 cm -
681H - 36 st**



Beschrijving

PERMA-HAND™ SILK Suture is een niet-absorbeerbare, steriele, chirurgische hechtdraad die is samengesteld uit een organisch eiwit dat fibroïne wordt genoemd.

Voordelen

- Multifilament
- Natuurlijk

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	681H
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Nee
Draadlengte	75 cm
sku	1610058
Draaddikte	6/0
Kleur	Zwart
Naald lengte	16 mm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III