

## 1545280 - Melgisorb® Plus - alginaatverband - 10 x 10 cm - steriel - 10 st



### Beschrijving

Melgisorb® Plus van **MönlÛcke** is een zacht en flexibel alginaatverband dat grote hoeveelheden bloed en vocht kan opnemen bij open wonden. Bij het opnemen van exsudaat vormen de alginaatvezels een zachte, vochtige gel waardoor een vochtige omgeving ontstaat die de wondgenezing bevordert. De gel kan eenvoudig verwijderd worden door irrigatie met 0.9% zoutoplossing.

Het kan op maat geknipt worden en is een niet-sensitiserend verband dat bedoeld is voor een verscheidenheid aan geïnficeerde of niet-geïnficeerde wonden. Het verband heeft een groot absorptievermogen en houdt vloeistoffen vast om wondmaceratie te beperken, kleeft niet aan de wonde of de huid errond.

Geschikt voor het behandelen van decubitus, veneuze of arteriële ulcera, diabetes voetulcera, donorplaatsen, postoperatieve wonden en huidlaesies en andere uitwendige wonden als gevolg van trauma.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Mölnlycke
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1545280
<b>Maat</b>	10 x 10 cm
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb