

1518855 - Cheron pincet - plastic - wit - 25 cm - 1 x 25 st



Beschrijving

Het Chéron pincet van **Gyneas** is vervaardigd polystyreenhars heeft een ideale functionaliteit: comfortabel klemmen met een caudaal verloop, veilige grip met een goede houdgreep. Het is een steriel hulpmiddel voor eenmalig gebruik in een individuele verpakking. De pincetten zijn steriel, latexvrij en voor eenmalig gebruik.

Specificaties

Merk	Gyneas
Product afmetingen	L 25 cm
sku	1518855
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is