

1550211 - Schiller Cardiovit AT-102 G2



Beschrijving

De Cardiovit AT-102 G2 biedt u een 8 inch kleurenscherm en aanraak-functietoetsbediening. Daarbovenop garandeert het gesealde toetsenbord makkelijk reinigen, wat de AT-102 G2 uitermate geschikt maakt voor intensief gebruik bij de dagelijkse ECG-routines. Intelligente batterijtechnologie zorgt voor ruim 8 uur bruikbare werktijd.

Bidirectionele communicatie zorgt voor gemakkelijke en snelle transfer van ECG-data naar EMR/HIS-systemen. Integreert perfect een papierloze workflow maar printen is mogelijk op de onderhoudsvrije ingebouwde thermische printer.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1550211
Opties ECG	CCAA ETM
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa