

## 1533158 - Texa® verbandset 6 - steriel - 1 x 60 st



### Beschrijving

**Texa** verbandset 6 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x pincet groen 12,8 cm vervaardigd uit kunststof
- 1 x steriel veld - 2 laags, 38 x 45 cm, 39g/m<sup>2</sup> (polyethyleen 21g/m<sup>2</sup> + zijdepapier 18g/m<sup>2</sup>)
- 5 x gaaskompressen, 8-laags, 5 x 5 cm vervaardigd uit 100% katoen

### Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>SKU leverancier</b>	500-006
<b>Inhoud steriele sets</b>	Gaaskompres 5 x 5 cm: 5st, pincet: 1st, steriel veld 38 x 46 cm: 1st
<b>sku</b>	1533158
<b>Blister</b>	3-delig
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is