


1622026 - ECG Elektroden - TAB - hydrogel - adult - 34x23mm - 10x100 st



Beschrijving

TAB-electroden zijn vooral bedoeld om kortdurende rust -ecg's af te nemen. Ze zijn eenvoudig aan te brengen en comfortabel om te dragen.

Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1622026
Normeringen	ISO 13485:2016-07
Radio opaque	Nee
Basismateriaal	PET papier
Doelgroep	Volwassenen
Gelsoort	Hydrogel
Maat	23 x 34 mm
Materiaal drukknop aansluiting	Niet van toepassing
Shelflife	2 jaar
Toepassing	Resting tests
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I