

1540893 - Schiller Easy Pulse - compact automatic 3D CPR



Beschrijving

Easy Pulse is een draagbaar mechanisch hartmassage-apparaat. Het voert autonoom hartmassage uit met compressie/decompressie en snelheid volgens ERC- en AHA-aanbevelingen. Dit laat de redder vrij om andere levensreddende procedures uit te voeren.

Het is gemakkelijk te gebruiken. De hulpverlener dient enkel een brede riem op de borst van de patiënt te bevestigen en op twee knoppen te drukken om de reanimatie te starten. Het heeft ook een knop waarmee u de massage kunt pauzeren om het slachtoffer te beademen of om de pomp te verplaatsen zonder hem uit te schakelen. Easy Pulse, met een gewicht van 3,5 kg, kan heel makkelijk worden gebruikt tijdens een interventie, tijdens het vervoer van het slachtoffer en in een ziekenhuisomgeving.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1540893
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb