

**1539170 - Onderzoekstafel Quest Cardio - wielhefsysteem -
elektrisch hoogteverstelbaar - trendelenburg verstelling -
rugleuning elektrisch hoogteverstelbaar verstelbaar -
papierrolhouder - 1 st**



Beschrijving

Quest Cardio onderzoekstafel in de hoogte verstelbaar van 54-94 cm met een lateraal uithoek voor cardiologisch onderzoek. Biedt een hoog comfort door de H-gevormde basis, trendelenburg en brandwerend materiaal. De rugleuning wordt ondersteunt met een gasveer, Block 'n Roll-functie.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 65 cm, L 200.4 cm
Hoogte	54-94 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
sku	1539170
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I